



# Abri-Soft

## Guide produits

**Nouvel  
emballage**



Alèses Abri-Soft à usage unique

Identifiez l'alèse qui correspond à vos besoins en suivant ces deux étapes:

### Etape 1: Usages



Protection supplémentaire en cas d'incontinence	Ultra Light	Light		Superdry*		Premium*	
Toilette et hygiène au lit			Basic		Classic		
Soin des plaies	Ultra Light	Light	Basic	Superdry*	Classic	Premium	Excellent
Chirurgie			Basic	Superdry*		Premium	
Naissance				Superdry*	Classic	Premium	Excellent
Examen clinique	Ultra Light	Light	Basic		Classic		
Analyses sanguines	Ultra Light						

### Etape 2: Absorption et dimension

Choisissez le produit et la dimension souhaités.



100 x 220 cm						254126	4500 ml
80 x 180 cm				1000023479			1600 ml*
80 x 90 cm				1000023480			1600 ml*
60 x 90 cm	1000017869	254118	4118	254123	4123		4109
	800 ml	1250 ml	1700 ml	1500 ml*	2200 ml		2900 ml
60 x 75 cm				254122	4122		1700 ml
				1200 ml*			
60 x 60 cm	1000017868	254117	4117	254119	4119		
	700 ml	850 ml	1000 ml	1000 ml*	1300 ml		
40 x 60 cm	1000017876	254116	4116	254115	4115		
	650 ml	700 ml	800 ml	800 ml*	900 ml		

\*Contient du SAP (polymère super absorbant). Le SAP transforme le liquide en gel et garde la surface de l'alèse sèche plus longtemps. Les produits contenant du SAP sont recommandés pour toute situation où la surface doit être maintenue sèche pendant une plus longue période.

Contactez votre commercial pour obtenir des conseils supplémentaires sur le choix d'une alèse écologique adaptée à vos besoins

<https://www.abena-frantex.fr/produits/aleses-abri-soft>